


ORCA 起動時に表示される連携アプリのアップデート手順

- ① 下記の画面のように ORCA 起動時に「連携アプリのアップデートがあります」と表示されます。「OK」を選択します。




- ② 下記の画面より最新バージョンの Windows 版を選択いただくとダウンロードが開始されます。

A screenshot of a web browser showing the 'OSネイティブアプリケーション' page. The browser address bar shows 'orcamo.co.jp/products/extensions.html'. The page has a navigation menu with 'ホーム', '製品・サービス', 'サポート', 'ニュース・イベント', '会社情報', and 'お問い合わせ'. Below the menu, there are two tabs: 'OSネイティブアプリケーション' and 'Chrome拡張'. The main content area has the heading 'OSネイティブアプリケーション：インプットメソッド自動切り替えおよびPDFダイレクトプリント' and a checkmark icon. Below the heading, there is a paragraph: 'OSネイティブアプリケーションとChrome拡張機能をインストールすることでインプットメソッド自動切り替えおよびPDFダイレクトプリントが可能になります。' followed by a red '【重要】' section: 'インストール後はChromeのアドレスバーに chrome://restart を入力し、Chrome再起動をおこなってください。' There are two sections for downloads: '最新バージョン(1.0.7)' with links for 'Windows版 (2024-08-15更新)', 'macOS版 (2024-08-15更新)', and 'Ubuntu版 (2024-08-15更新)'; and '<1.0.7修正内容>' with a list of updates: '・電処りファイルあり/なし混在 (複数CSVファイル) 対応' and '・サービスワーカー再起動時に未処理で残っている電処レスポンスファイルを処理するよう修正'. Below that is '旧バージョン(1.0.6)' with links for 'Windows版 (2024-01-23更新)', 'macOS版 (2024-01-23更新)', and 'Ubuntu版 (2024-01-23更新)'. A blue arrow icon is at the bottom right.

③ ダウンロードが完了すると下記のように完了と表示されます。

表示されましたら枠の部分をクリックします。

※枠の部分が表示されない場合は「↓」をクリックしていただくと表示されます。



OSネイティブアプリケーション：インプットメソッド自動切り替えおよびPDFダイレクトプリント



OSネイティブアプリケーションとChrome拡張機能をインストールすることでインプットメソッド自動切り替えおよびPDFダイレクトプリントが可能になります。

【重要】

インストール後はChromeのアドレスバーに `chrome://restart` を入力し、Chrome再起動をおこなってください。

最新バージョン(1.0.7)

- Windows版 (2024-08-15更新)
- macOS版 (2024-08-15更新)
- Ubuntu版 (2024-08-15更新)


<1.0.7修正内容>

- 電欠りファイルあり/なし混在 (複数CSVファイル) 対応
- サービスワーカー再起動時に未処理で残っている電欠レスポンスファイルを処理するよう修正

旧バージョン(1.0.6)

- Windows版 (2024-01-23更新)
- macOS版 (2024-01-23更新)
- Ubuntu版 (2024-01-23更新)


④ 下記の画面より「詳細情報」を選択します。




⑤ 下記の画面より「実行」を選択します。




⑥ 下記の画面より「インストール」を選択します。



- ⑦ 下記の画面より「自動的にアプリケーションを終了する」のチェックが入っていることを確認していただき、「次へ」を選択します。



- ⑧ 下記の画面のようにダウンロードが開始されます。



⑨ ダウンロードが完了しましたら下記の画面が表示されます。「完了」を選択します。

開いている画面はすべて閉じていただき、新規で ORCA を起動していただき作業は完了となります。

